

EBA AG, Windmühlberg 3, 91522 Ansbach

Angebot			
Angebotsnr.	Datum	Gültig bis	Seite
1000000	28.03.2018	28.04.2018	1 / 1
Kundennummer	Referenz		
-			
Ihr Ansprechpartner	Email		
Klaus Böhmendorfer	klaus.boehmendorfer@eba-ag.de		
Tel.	Fax		
0981 / 977 886 19	0981 / 9 56 81		
Lieferadresse			
Rechnungsadresse ist gleich Lieferadresse			

Beschreibung	Menge	ME	Einzelpreis	Gesamt
--------------	-------	----	-------------	--------

1 **Siemens Mobilett XP**

1,00 Stück

Mobiles Röntgengerät in sehr gutem Zustand
 Röhrenspannung 120 – 133 KV, 133 KV Röhrenstrom 450mA
 KV Bereich 40-133kV in 25 Stufen
 Ausgang: bis zu 25 KW Leistung möglich
 Kurvenform: Multipuls
 Regeltoleranz: Max. +/- 1kV
 MAs Bereich 0,5-200mAs in 53 Stufen
 Kürzeste Belichtungszeit 1ms
 Röntgenröhre P135/30R mit Brennfleckgröße 0,8mmx0,8mm
 Anodenrotation 8.500U/min bei 150 Hz on Hand einstellbare Tiefenblende /
 Lichtvisier
 Halogenlampe min. 180 Lux bei 1 m FFA einstellbar
 Netzkabellänge 6m
 Abmessungen H= Max. 2240 mm, T= 1030 mm, B= 680 mm
 Gewicht 210 kg, 230V Netzanschluß

Optional:

DAP Flächendosisproduktanzeige

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen unter www.eba-ag.de/agb.

Vielen Dank für Ihre Anfrage

Zahlungskonditionen
 14 Tage ohne Abzüge

Mit freundlichen Grüßen

Klaus Böhmendorfer

Zwischensumme
Nettobetrag
Mehrwertsteuer 0% aus 0,00 €
Mehrwertsteuer 19% aus 0,00 €
Endbetrag

Auftrag zu o.g. Konditionen erteilt

Ort, Datum (bzw. Stempel) + Unterschrift

.....
 WENN LÖSUNGEN ZÄHLEN.

EBA AG | Windmühlberg 3 | D-91522 Ansbach
 Tel.: +49 (0) 981 / 95680 | Fax: +49 (0) 981 / 95681 | info@eba-ag.de | www.eba-ag.de

Bankverbindung: Vereinigte Sparkassen Ansbach | Swift/BIC: BYLADEM1ANS | IBAN: DE75 7655 0000 0000 2433 86
 Ust.Id-Nr.: DE131937171 | St.-Nr.: 9023/203/120/20018 | Handelsregister: Amtsgericht Ansbach, HRB 3369
 Vorstand: Stefan Endreß, Klaus Böhmendorfer | Aufsichtsrat: Heidrun Hein (Vors.), Karlheinz Seyerlein, Gerhard Egetemayer