

GE Healthcare

OEC Elite™ MiniView™*

Der innovative Mini-C-Bogen für optimierte Arbeitsabläufe



* CE-Konformitätsbewertungsverfahren läuft derzeit. Kann nicht in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, bevor das Konformitätszertifikat (CE-Kennzeichnung) ausgestellt wurde.

GE Healthcare hat langjährige Erfahrungen mit Mini-C-Bögen. Jedes Detail des neuen OEC Elite MiniView* wurde gemeinsam mit Anwendern neu gedacht und optimiert.

Inspiziert durch das Ziel, die Arbeitsabläufe an einem Mini-C-Bogen zu optimieren, haben wir uns bei der Entwicklung des OEC Elite MiniView* auf folgende Punkte konzentriert:

- Einfaches Positionieren bei jeder Prozedur
- Detaillierte Bildgebung mit höchster Auflösung
- Intuitive Bedienung des C-Bogens mit nur einer Hand

Die optimierte Bedienung ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Patienten und den erfolgreichen Abschluss Ihres operativen Eingriffs. Der neue OEC Elite MiniView* hilft Ihnen dabei, Ihre Abläufe im OP nachhaltig positiv zu gestalten.



CMOS FLACH DETEKTOR
Mit hoher Auflösung und Effizienz

STERILE EINMALBEZÜGE MIT INTERGRIERTEM SCHUTZ FÜR DEN FLACHDETEKTOR VERFÜGBAR.

Perfekte Passform – Schutz vor mechanischer Beschädigung des Detektors während der Anwendung



STRAHLUNGS-AUSLÖSER AUF DER OBERSEITE
Ergonomisch günstig positioniert

SMARTLOCK BEIDSEITIG
Ein einziger Knopf zum Verriegeln des Anti-Drift Systems

LEICHTES, AUSBALANCIERTES PIVOT C MIT DREHPUNKTAUFHÄNGUNG
Rotation auf orbitaler Achse für leichte Manövrierbarkeit; Kohlefaser C für Stabilität und geringes Gewicht

ZWEI MEDIZINISCHE 19" LCD MONITORE, ENTSPIEGELT
Kipp- und drehbar für idealen Blickwinkel

GEWICHTSAUSGEGLICHERER VERTIKALER HUBARM
Heben und Senken ohne Kraftaufwand

GESICHERTE TRANSPORTSTELLUNG
C-Arm Fixierung für den Transport. Vermindert das Risiko der Beschädigung des Strahlers und Detektors

GROSSE BILDDARSTELLUNG FÜR LIVE- UND REFERENZBILD
Perfekter Vergleich von zwei Aufnahmen – Mehr Details auch im Referenzbild

OEC-TYPISCHE, MODERNE BEDIENEROBERFLÄCHE MIT TOUCHSCREEN AM RECHTEN MONITOR

Einfache, intuitive Bedienung – Kurze Lernkurve für die Anwender

WASSERFESTE TASTATUR
Zuverlässig und leicht zu reinigen

ANSCHLÜSSE FÜR USB, DVI-VIDEOAusgang und PLATZ FÜR EINEN VIDEODRUCKER
Vor Flüssigkeiten geschützt und gut erreichbar

WLAN-SCHNITTSTELLE FÜR DICOM
Kabelloser Anschluss an ihr Hausnetzwerk

LEICHTE, KOMPACTE BAUWEISE, EINFACH ZU MANÖVRIEREN
Schneller, sicherer Transport von Raum zu Raum, auch über lange Flure

“Die einfache Positionierung des Mini-C-Bogens, ohne Drift des Systems bei Belastung, ermöglicht es mir, mich besser auf den Patienten zu konzentrieren.”

– Orthopäde und Sportmedizinischer Chirurg, Boston, MA USA


* CE-Konformitätsbewertungsverfahren läuft derzeit. Kann nicht in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden, bevor das Konformitätszertifikat (CE-Kennzeichnung) ausgestellt wurde.



 GE Healthcare

 @GEHealthcare

 GE Healthcare

 GE Healthcare

www.miniview.de



gehealthcare.com

ÜBER GE HEALTHCARE

GE Healthcare bietet innovative Medizintechnik und Dienstleistungen für einen besseren Zugang zu hochwertigen und bezahlbaren Gesundheitsleistungen. GE hilft Gesundheitsdienstleistern, Patienten noch besser zu versorgen – mit medizinischer Bildung, Informationstechnologien, Patientenmonitoring, medizinischer Diagnostik, Arzneimittelforschung und biopharmazeutischen Fertigungstechnologien. Auch in Deutschland ist GE Healthcare einer der führenden Anbieter von Produkten und Services für Medizintechnik. Das Unternehmen betreibt neben Vertriebsstandorten auch Produktionsstätten und Forschungslabors in den Bereichen Life Sciences und Medical Diagnostics. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit GEs europäischem Forschungszentrum, GE Global Research Europe, in Garching bei München, wo Medizintechnik zu den Forschungsschwerpunkten gehört. Zudem haben mehrere Kliniken mit GE Healthcare erfolgreich Technologiepartnerschaften umgesetzt.

GE Healthcare GmbH

Oskar-Schlemmer-Straße 11
80807 München
T +49 (0) 89 96281 0

Beethovenstraße 239
42655 Solingen
T + 49 (0) 212 2802 0

Culemeyerstraße 1
12277 Berlin
T + 49 (0) 30 7622 3960

GE Medical Systems (Schweiz) AG

Europastrasse 31
8152 Glattbrugg
T +41 (0) 44 809 92 92

GE imagination at work

Stand April 2016 – Änderungen vorbehalten. © GE Healthcare GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Ein Unternehmen der General Electric Company, am Markt als GE Healthcare auftretend.
OEC Elite™ MiniView™ Marken der General Electric Company.
Bilder und Grafiken können von der Realität abweichen.